

UBGEN[®] SHELTER[®] MEMBRANA DE PERICARDIO BOVINO



SHELTER®

Membrana de pericardio bovino

- Diseñada para cirugía ósea en odontología con diferentes espesores
- Extremadamente resistente a la tracción, suturable y fijable con clavijas
- Producida por una cadena de suministro totalmente italiana, certificada y controlada (CE 0373), a través de un proceso de descelularización estandarizado

1. CARACTERÍSTICAS

BIOCOMPATIBILIDAD

Los ensayos realizados conforme a las normas ISO 10993-5:2009 han demostrado que las membranas SHELTER® poseen propiedades de biocompatibilidad comprobadas y están completamente libres de elementos exógenos o citotóxicos.

ESTERILIDAD

Es un dispositivo de un solo uso, esterilizado por rayos gamma, con una estabilidad de 5 años.

REABSORCIÓN

SHELTER® FAST - reabsorción natural (4-5 semanas)

SHELTER® SLOW - entrecruzada con reabsorción lenta (4-6 meses) con efecto de barrera prolongado

2. BENEFICIOS

- Facilidad de manejo clínico y aplicación simple
- Resistencia a la tracción
- Apoya la angiogénesis
- Capacidad quimiotáctica
- El pericardio bovino actúa como una barrera natural

3. APLICACIONES CLÍNICAS

- Mantenimiento del alvéolo y cresta ósea
- Elevación de seno maxilar
- Aumento horizontal y vertical en defectos de 2 paredes
- Dehiscencias y fenestraciones en lesiones periimplantarias
- Regeneración periodontal en defectos infraóseos y defectos de furcación de 2-3 paredes



PRODUCTO	EMBALAJE	CÓDIGO
SHELTER® F	Membrana de pericardio 15x20x0.2 mm	BMF04A
	Membrana de pericardio 30x25x0.2 mm	BMF04B
	Membrana de pericardio 50x30x0.2 mm	BMF04C
	Membrana de pericardio 15x20x0.4 mm	BMF04D
	Membrana de pericardio 30x25x0.4 mm	BMF04E
	Membrana de pericardio 50x30x0.4 mm	BMF04F
	Membrana de pericardio 15x20x0.8 mm	BMF04G
	Membrana de pericardio 30x25x0.8 mm	BMF04H
	Membrana de pericardio 50x30x0.8 mm	BMF04I
	Membrana de pericardio 15x20x1 mm	BMF04J
	Membrana de pericardio 30x25x1 mm	BMF04K
	Membrana de pericardio 50x30x1 mm	BMF04L
SHELTER® S	Membrana de pericardio 15x20x0.2 mm	BMS05A
	Membrana de pericardio 30x25x0.2 mm	BMS05B
	Membrana de pericardio 50x30x0.2 mm	BMS05C
	Membrana de pericardio 15x20x0.4 mm	BMS05D
	Membrana de pericardio 30x25x0.4 mm	BMS05E
	Membrana de pericardio 50x30x0.4 mm	BMS05F
	Membrana de pericardio 15x20x0.8 mm	BMS05G
	Membrana de pericardio 30x25x0.8 mm	BMS05H
	Membrana de pericardio 50x30x0.8 mm	BMS05I
	Membrana de pericardio 15x20x1 mm	BMF05J
	Membrana de pericardio 30x25x1 mm	BMF05K
	Membrana de pericardio 50x30x1 mm	BMF05L

SHELTER® ¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su extrema manejabilidad y resistencia.

La membrana es esencial para estabilizar y proteger el biomaterial injertado.

En el 90% de los procedimientos quirúrgicos se indican membranas reabsorbibles, mientras que para el 10% restante, en el que se requiere un efecto de barrera prolongado, generalmente se usan membranas no reabsorbibles, que sin embargo requieren una segunda cirugía para su extracción.

Por esta razón, UBGEN® también ha creado una variante de membrana reabsorbible con efecto de barrera a largo plazo, que es sin duda la mejor solución para el paciente, quien así evita el estrés de una doble cirugía.

SOLUCIONES

- SHELTER® FAST Versión con efecto de barrera natural de 4-5 semanas
- SHELTER® SLOW Versión con efecto de barrera a largo plazo, 4-6 meses

Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza (PD) Italy
T +39 049 628630
info@ubgen.com
ubgen.com

CONSULTE NUESTRAS PUBLICACIONES
UBGEN.COM

SOLICITE UNA COPIA
DE NUESTRO LIBRO CIENTÍFICO
CON CASOS CLÍNICOS
MARKETING@UBGEN.COM

