


UBGEN[®] SAFE-BONE[®] MALHA DE TITÂNIO



SAFE-BONE®

Malha de titânio personalizada para a regeneração de grandes defeitos ósseos

- Concebida para responder às necessidades específicas de cada caso clínico.
- Desenvolvida com base na anatomia específica do paciente.
- Baseada em imagens DICOM.
- Pode ser utilizada isoladamente ou em combinação com membranas reabsorvíveis.

1. CARACTERÍSTICAS

Estrutura reticulada não reabsorvível, concebida para favorecer o sucesso da regeneração óssea e a manutenção do volume ósseo regenerado. Totalmente personalizada, é produzida com espessura, forma e dimensão da malha adaptadas com precisão à anatomia específica do paciente. Permite o planeamento tridimensional das janelas cirúrgicas, facilitando o posicionamento futuro dos implantes.

2. VANTAGENS

- Aplicação rápida e simples.
- Não requer adaptações adicionais de modelação ou conformação.

3. APLICAÇÕES CLÍNICAS

- Defeitos ósseos horizontais.
- Defeitos ósseos verticais.

Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza (PD) Italy
T +39 049 628630
info@ubgen.com
ubgen.com

DESCUBRA AS NOSSAS PUBLICAÇÕES
UBGEN.COM

SOLICITE O NOSSO
LIVRO CIENTÍFICO
COM CASOS CLÍNICOS
MARKETING@UBGEN.COM

